

**Bekanntmachung des GKV Spitzenverbandes**  
**Nachtrag zum HVMZ vom 12.09.2018**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 28.9.2018**

<b>HMNR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Konstruktionsmerkmale</b>
17.99.99.2025	Geschlossene Fußspitze	Zur Vermeidung des Verrutschens eines Kompressionsstrumpfes im Vorfußbereich. Ein solcher Zusatz bei einer lymphologischen Versorgung kann bei z.B. mobilen Versicherten mit einer Fußform, die das Rutschen einer offenen Fußspitze begünstigt (z.B. stark ausgeprägter Rist) notwendig sein.
17.99.99.2026	Schräge Abschlüsse proximal, laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform	Ein schräger Beinabschluss (Slipform) kann zur Vermeidung eines zirkulären Abschnürens der sukcutanen Lymphgefäße und zur Sicherstellung der Kompressionswirkung aus dem Schritt entlang der Leiste zu den inguinalen Lymphknoten notwendig sein. Dies gilt ebenso für die popliteale Lymphknotenregion bei der Verwendung von Kniestrümpfen.
17.99.99.2027	Oberbeinerhöhung (ventrolaterale Erhöhung)	Eine Oberbeinerhöhung ist eine stricktechnische Verlängerung auf der Oberschenkelvorderseite. Diese dient der Anpassung an den Leisten- und Pofaltenverlauf auch bei besonders voluminösen Oberschenkeln. Kann ggf. bei einer Versorgung von einem Lipödem notwendig sein.
17.99.99.2028	Ellipse, anatomisch abgewinkelt Knie, Funktionszone Knie	Eine eingestrickte Ellipsenform soll zu hohem Druck/ Einschnürung auf die Kniekehlen-Vene (Vena poplitea) und den großen Lymphstammweg entgegenwirken. Dies kann z.B. bei Versicherten, die im Rollstuhl sitzen bei lymphologischer Versorgung erforderlich sein.
17.99.99.2029	Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)	Stricktechnische Anpassung in der Ellenbeuge zur Verringerung von Faltenbildungen bei lymphologischer Versorgung.
17.99.99.2030	Y-Einkehr, T-Ferse, 90 Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß	Die Y-Einkehr, T-Ferse, 90 Grad Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß sind besondere Stricktechniken (die sog. T- oder Y-Ferse), die der Entlastung dienen um Hautreizungen und Hautverletzungen zu vermeiden bei lymphologischer Versorgung.
17.99.99.2031	Futterstoff, inkl. Taschen	Sog. Taschen aus Futterstoff sind eingenähte Stoffbereiche aus glattem und weichem Textilmaterial, die in den Bewegungsbereichen der Extremitäten wie z.B. Knie- bzw. Ellenbogenbeuge eingearbeitet sind. Auch können sie bei Vernarbungen und empfindlichen Hautpartien der Vermeidung von Scheuerstellen durch das eigentliche Kompressionsmaterial dienen bei der lymphologischen Versorgung.